

SECTION 05

BUCCAL TUBES
バツカル チューブ

Pre-adjusted Buccal Tubes Std. Buccal Tubes Solderable Tubes


TUBE DESCRIPTION

[バツカルチューブ]

TOMYのバツカルチューブは独自のテクノロジーとノウハウが組み合わされたバツカルチューブです。メタルインジェクションモールド法（MIM）を用いた製造ラインはチューブの精度をさらに向上させました。滑らかな形状とロープロファイルの実現は患者さんの違和感を軽減し、ボールフックがエラスティック使用時の軟組織への影響を防ぎます。これらのバツカルチューブをTOMYならではの高品質でご提供しております。

バツカルチューブの特長

TOMYのバツカルチューブの特長は、その精密さと強度だけではありません。これからご紹介する種類の豊富さは他に例を見ません。トリプル・ダブル・シングルそれぞれに豊富なスペックをご用意し、スパンもロング・ショートをお選びいただけます。さらにバンドをご使用にならない先生方のために、ほとんどのチューブでボンディングタイプをご用意しております。

INTEGRAL
TYPE

INTEGRAL TYPE TUBE

カタログの見方

WELDABLE

BONDABLE

SECTION 05 BUCCAL TUBES
（バウカルチューブ）

MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES

上顎 6 番用 コンバーティブル チューブ ウェルダブル

WELDABLE
Convertible Triple Tubes
コンバーティブルトリプル チューブ

	Torsion Degree	Angle Degree	Offset Degree	Spin mm	Left/Right	D18 Size	D22 Size	Quantity
Upper 6th Molars 上顎 第 6 臼歯	-14°	0°	14°D	4.0	L	W9010-601L	W9010-602L	10個/ PK
					R	W9010-601R	W9010-602R	
	-14°	0°	0°	4.0	L	W9010-621L	W9010-622L	10個/ PK
					R	W9010-621R	W9010-622R	
	-10°/0°	0°/0°	8°D/0°	4.0	L	W908-605L	W908-606L	10個/ PK
					R	W908-605R	W908-606R	


MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES

上顎 6 番用 コンバーティブル チューブ ボンダブル


BONDABLE
Convertible Triple Tubes
コンバーティブルトリプル チューブ

	Torsion Degree	Angle Degree	Offset Degree	Spin mm	Left/Right	D18 Size	D22 Size	Quantity
Upper 6th Molars 上顎 第 6 臼歯	-14°	0°	14°D	4.0	L	9010-601L	9010-602L	10個/ PK
					R	9010-601R	9010-602R	

カタログの左頁はウェルディング用、右頁がボンディング用が掲載されています。
左右のチューブは同じスペックを並記していますのでご参考にしてください。



ボンディング時のピンセット等での圧接を容易にするトミー独自のディンプルを採用。
ウェルディングの場合は仮付け時の電極チップ滑り止めになります。



歯肉への干渉の軽減と操作性の向上を求めたフックデザイン

違和感の軽減を目指したロープロファイル

ピンセットで把持しやすいフラットな側面

トルクインベース

歯牙に適合する複合湾曲ベース

タイバック用のディスタルエクステンション



ワイヤーの挿入を容易にするため大きく面取りした挿入部

D-TUBE TYPE

MAXILLARY
CONVERTIBLE TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 6番用 コンバーティブル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible Triple Tubes
 コンバーティブル トリプル チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u>								
 INTEGRAL TYPE	-14°	0°	14°D	4.0	L R	W9010-601L W9010-601R	W9010-602L W9010-602R	10個/ PK
								
	-14°	0°	0°	4.0	L R	W901-621L W901-621R	W901-622L W901-622R	
								
	-10°/0°	0°/0°	8°D/0°	4.0	L R	W908-605L W908-605R	W908-606L W908-606R (Auxiliary .018 Slot)	
								
	-9°/0°	0°/0°	10°D	4.0	L R	W909-601L W909-601R	W909-602L W909-602R (Auxiliary .018 Slot)	
								

MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES



販売名：バツカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 6番用 コンバーティブル チューブ ボンダブル



BONDABLE

Convertible Triple Tubes コンバーティブルトリプル チューブ

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 6 6  	-14°	0°	14°D	4.0	L R	9010-601L 9010-601R	9010-602L 9010-602R	10個/ PK
 	-9°/0°	0°/0°	10°D	4.0	L R	909-601L 909-601R	909-602L 909-602R (Auxiliary .018 Slot)	

MAXILLARY
CONVERTIBLE TUBES

販売名：バツカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 6番用 コンバーティブル チューブ ウェルダブル

WELDABLE

Convertible Double Combination Tubes

コンバーティブル ダブル コンビネーション チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u>		-10°	0°	7°D	3.8	L	W9040-601L	W9040-602L	10個/ PK
	R					W9040-601R	W9040-602R		
		-14°	0°	10°D	3.8	L	W9050-601L	W9050-602L	10個/ PK
						R	W9050-601R	W9050-602R	

WELDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes

コンバーティブル ダブル レクタングュラー チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u>		-14°	0°	14°D	4.0	L	W9010-605L	W9010-606L	10個/ PK
	R					W9010-605R	W9010-606R		
		-9°/0°	0°/0°	10°D/0°	3.8	L	W9090-605L	W9090-606L	10個/ PK
						R	W9090-605R	W9090-606R (Auxiliary .018 Slot)	

WELDABLE

Convertible Single Tubes

コンバーティブル シングル チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u>		-10°	0°	14°D	3.8	L	W9010-607L	W9010-608L	10個/ PK
	R					W9010-607R	W9010-608R		
		-10°	0°	7°D	3.8	L	W9080-607L	W9080-608L	10個/ PK
	R					W9080-607R	W9080-608R		
		-14°	0°	10°D	3.8	L	W9050-607L	W9050-608L	10個/ PK
	R					W9050-607R	W9050-608R		

MAXILLARY CONVERTIBLE TUBES



販売名：バツカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 6番用 コンバーティブル チューブ ボンダブル

BONDABLE

Convertible Double Combination Tubes

コンバーティブル ダブル コンビネーション チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大白歯 6 6		-10°	0°	7°D	3.8	L	9040-601L	9040-602L	10個/ PK
						R	9040-601R	9040-602R	

BONDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes

コンバーティブル ダブル レクタンギュラー チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大白歯 6 6		-14°	0°	14°D	4.0	L	9010-605L	9010-606L	10個/ PK
						R	9010-605R	9010-606R	
		-9°/0°	0°/0°	10°D/0°	3.8	L	9090-605L	9090-606L	
						R	9090-605R	9090-606R (Auxiliary .018 Slot)	

BONDABLE

Convertible Single Tubes

コンバーティブル シングル チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 1st Molars 上顎 第1大白歯 6 6		-10°	0°	14°D	3.8	L	9010-607L	9010-608L	10個/ PK
						R	9010-607R	9010-608R	
		-10°	0°	7°D	3.8	L	9080-607L	9080-608L	
						R	9080-607R	9080-608R	
		-14°	0°	10°D	3.8	L	9050-607L	9050-608L	
						R	9050-607R	9050-608R	

MAXILLARY
SINGLE TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 7番用 シングルチューブ ウェルダブル

D-TUBE



WELDABLE

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 2nd Molars 上顎 第2大臼歯 7 7 ※ W9010-701L		-14°	0°	14°D	3.6	L	W9010-701L	W9010-702L	10個/ PK
						R	W9010-701R	W9010-702R	
W9010-701L		-14°	0°	0°	4.0	L	W901-703L	W901-704L	
						R	W901-703R	W901-704R	
W9020-701L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	4.0	L	W9020-701L	W9020-702L	
						R	W9020-701R	W9020-702R	
W904-701L		-10°	0°	7°D	4.0	L	W904-701L	W904-702L	
						R	W904-701R	W904-702R	
W9090-701L		-9°	-2°	7°D	3.6	L	W9090-701L	W9090-702L	
						R	W9090-701R	W9090-702R	
W905-702L		-14°	0°	10°D	4.2	L	—	W905-702L	
						R	—	W905-702R	
W9050-703L		-19°	0°	8°D	3.6	L	W9050-703L	W9050-704L	
						R	W9050-703R	W9050-704R	
W908-707L		-10°	0°	7°D	3.0	L	W908-707L	W908-708L	
						R	W908-707R	W908-708R	

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

MAXILLARY SINGLE TUBES



販売名：パッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

上顎 7番用 シングルチューブ ボンダブル

D-TUBE



BONDABLE

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper 2nd Molars 上顎 第2大臼歯		-14°	0°	14°D	3.6	L	9010-701L	9010-702L	10個/ PK
						R	9010-701R	9010-702R	
7 7 ※		-14°	0°	0°	4.0	L	901-703L	901-704L	
						R	901-703R	901-704R	
※		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	4.0	L	9020-701L	9020-702L	
						R	9020-701R	9020-702R	
9020-701L		-10°	0°	7°D	4.0	L	904-701L	904-702L	
						R	904-701R	904-702R	
※		-9°	-2°	7°D	3.6	L	9090-701L	9090-702L	
						R	9090-701R	9090-702R	
9090-701L		-14°	0°	10°D	4.2	L	—	905-702L	
						R	—	905-702R	
D-TUBE		-19°	0°	8°D	3.6	L	9050-703L	9050-704L	
						R	9050-703R	9050-704R	
9050-703L		-10°	0°	7°D w/Distal Extension	3.0	L	908-707L	908-708L	
						R	908-707R	908-708R	

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

MANDIBULAR
CONVERTIBLE TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 6番用 コンバーティブル チューブ ウェルダブル

INTEGRAL
TYPE

WELDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes
 コンバーティブル ダブル レクタングュラー チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大臼歯 6 6		-25°	0°	4°D	3.8	L	W9010-611L	W9010-612L	10個/ PK
						R	W9010-611R	W9010-612R	
		-25°/0°	2°/0°	0°/0°	3.8	L	W9090-611L	W9090-612L	
						R	W9090-611R	W9090-612R (Auxiliary .018 Slot)	
		-10°	0°	4°D	3.8	L	W9080-615L	W9080-616L	
						R	W9080-615R	W9080-616R (Auxiliary .018 Slot)	

MANDIBULAR CONVERTIBLE TUBES



販売名：バックルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 6番用 コンバーティブル チューブ ボンダブル

INTEGRAL
TYPE



BONDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes コンバーティブル ダブル レクタングュラー チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大臼歯 6 6	 INTEGRAL TYPE	-25°	0°	4°D	3.8	L	9010-611L	9010-612L	10個/ PK
						R	9010-611R	9010-612R	
	 INTEGRAL TYPE	-25°/0°	2°/0°	0°/0°	3.8	L	9090-611L	9090-612L	
						R	9090-611R	9090-612R (Auxiliary .018 Slot)	
	 INTEGRAL TYPE	-10°	0°	4°D	3.8	L	9080-615L	9080-616L	
						R	9080-615R	9080-616R (Auxiliary .018 Slot)	

MANDIBULAR
CONVERTIBLE TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 6番用 コンバーティブル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible Combination with Lip Bumper Tubes

コンバーティブル コンビネーション リップバンパー チューブ付

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大白歯 6 6		-25°	0°	4° D / 5° M	4.0	L	W908-631L	W908-632L	10個/ PK
	R					W908-631R	W908-632R		

.045"
tubeINTEGRAL
TYPE

WELDABLE

Convertible Single Tubes

コンバーティブル シングル チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大白歯 6 6		-25°	0°	0°	3.8	L	W9040-611L	W9040-612L	10個/ PK
						R	W9040-611R	W9040-612R	
		-25°	0°	4° D	3.8	L	W9040-615L	W9040-616L	
						R	W9040-615R	W9040-616R	
		-10°	0°	0°	4.0	L	W908-657L	W908-658L	
						R	W908-657R	W908-658R	
		-20°	0°	0°	3.8	L	W9050-611L	W9050-612L	
						R	W9050-611R	W9050-612R	
W9080-617L		-10°	0°	0°	3.8	L	W9080-617L	W9080-618L	
						R	W9080-617R	W9080-618R	

MANDIBULAR CONVERTIBLE TUBES



販売名：パッカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 6番用 コンバーティブル チューブ ボンダブル

INTEGRAL TYPE



BONDABLE

Convertible Single Tubes コンバーティブル シングル チューブ

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower 1st Molars 下顎 第1大白歯 6 6		-25°	0°	0°	3.8	L	9040-611L	9040-612L	10個/ PK
						R	9040-611R	9040-612R	
		-25°	0°	4° D	3.8	L	9040-615L	9040-616L	
						R	9040-615R	9040-616R	
		-10°	0°	0°	4.0	L	908-657L	908-658L	
						R	908-657R	908-658R	
		-20°	0°	0°	3.8	L	9050-611L	9050-612L	
						R	9050-611R	9050-612R	
		-10°	0°	0°	3.8	L	9080-617L	9080-618L	
						R	9080-617R	9080-618R	

MANDIBULAR
SINGLE TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

WELDABLE

下顎 7番用 シングルチューブ ウェルダブル

D-TUBE



WELDABLE

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower 2nd Molars 下顎 第2大臼歯 7 7 ※		-30°	0°	6° D	3.6	L	W9010-711L	W9010-712L	10個/ PK
						R	W9010-711R	W9010-712R	
W9010-711L		-25°	0°	4° D w/Distal Extension	4.0	L	W9020-711L	W9020-712L	
						R	W9020-711R	W9020-712R	
W9020-711L		-25°	0°	0°	4.0	L	W904-711L	W904-712L	
						R	W904-711R	W904-712R	
W904-711L		-10°	0°	0°	3.6	L	W9080-717L	W9080-718L	
						R	W9080-717R	W9080-718R	
W9080-717L		-25°	2°	0°	3.6	L	W9090-711L	W9090-712L	
						R	W9090-711R	W9090-712R	
W9090-711L		-25°	0°	4° D w/Distal Extension	3.0	L	W908-715L	W908-716L	
						R	W908-715R	W908-716R	
※									
W908-715L									

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

MANDIBULAR SINGLE TUBES



販売名：パツカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

下顎 7番用 シングルチューブ ボンダブル

D-TUBE



BONDABLE

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower 2nd Molars 下顎 第2大臼歯		-30°	0°	6°D	3.6	L	9010-711L	9010-712L	10個/ PK
						R	9010-711R	9010-712R	
	-25°	0°	4°D w/Distal Extension	4.0	L	9020-711L	9020-712L		
					R	9020-711R	9020-712R		
	-25°	0°	0°	4.0	L	904-711L	904-712L		
					R	904-711R	904-712R		
	-10°	0°	0°	3.6	L	9080-717L	9080-718L		
					R	9080-717R	9080-718R		
	-25°	2°	0°	3.6	L	9090-711L	9090-712L		
					R	9090-711R	9090-712R		
	-25°	0°	4°D w/Distal Extension	3.0	L	908-715L	908-716L		
					R	908-715R	908-716R		

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

STANDARD
CONVERTIBLE TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード コンバーティブル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible Triple Tubes

コンバーティブル トリプル チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード		0°	4.0	Up(L)	231-22	231-32	10個/ PK
				Up(R)	231-23	231-33	
						(Auxiliary .018 Slot)	



WELDABLE

Convertible Combination Tubes

コンバーティブル コンビネーション チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Standard スタンダード		0°	4.0	Up(L)	228-42	228-62	10個/ PK
				Up(R)	228-43	228-63	



WELDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes

コンバーティブル ダブル レクタングュラー チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity	
Standard スタンダード		0°	4.0	Up(L)/Lo(R)	231-03	231-13	10個/ PK	
				Up(R)/Lo(L)	231-04	231-14		
						(Auxiliary .018 Slot)		
with Vertical Hook バーティカルフック付		0°	4.0	—	231-02	231-12		
						(Auxiliary .018 Slot)		

STANDARD CONVERTIBLE TUBES



販売名：バックルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダードコンバーティブル チューブ ボンダブル



BONDABLE

Convertible Double Rectangular Tubes

コンバーティブル ダブル レクタンギュラー チューブ

		Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Standard スタンダード	 F181-04		0°	4.0	Up(L)/Lo(R) Up(R)/Lo(L)	F181-03 F181-04 F181-13 F181-14 (Auxiliary .018 Slot)	10個/ PK
with Vertical Hook バーティカル フック付	 F181-02		0°	4.0	—	F181-02 F181-12 (Auxiliary .018 Slot)	

STANDARD
BUCCAL TUBES

販売名：バッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード バッカル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible Single Tubes
コンバーティブル シングル チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Standard スタンダード		0°	3.8	Up(R)/Lo(L)	2080-26	2080-36	10個/ PK
				Up(L)/Lo(R)	2080-28	2080-38	

スタンダード リップバンパーチューブ ウェルダブル



WELDABLE

Convertible with Lip Bumper Tubes
コンバーティブル リップバンパー チューブ付

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
		0°	4.0	Lo(R)	241-12	241-32	10個/ PK
				Lo(L)	241-13	241-33	



WELDABLE

Lip Bumper Tubes
リップバンパー チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.045" Tube	Quantity
Single Type シングルタイプ		0°	3.6	—	241-00	10個/ PK

STANDARD BUCCAL TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード バッカル チューブ ボンダブル

INTEGRAL
TYPE



BONDABLE

Convertible Single Tubes コンバーティブル シングル チューブ

		Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Standard スタンダード	 <p>INTEGRAL TYPE</p>	0°	3.8	Up(R)/Lo(L)	F1450-46	F1450-56	10個/ PK
				Up(L)/Lo(R)	F1450-48	F1450-58	

STANDARD SINGLE TUBES



WELDABLE

販売名：バッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード シングル チューブ ウェルダブル

D-TUBE



※

WELDABLE

Single Tubes
 シングル チューブ

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

		Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Standard スタンダード 76 67 76 67		0°	4.0	Up(L)/Lo(R)	2200-22	2200-32	10個/ PK
				Up(R)/Lo(L)	2200-23	2200-33	
			w/Distal Extension				



WELDABLE

Single Tubes
 シングル チューブ

		Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Standard スタンダード 76 67 76 67		0°	4.6	Up(L)/Lo(R)	220-02SS	220-12SS	10個/ PK
				Up(R)/Lo(L)	220-03SS	220-13SS	
			w/Distal Extension				

※



WELDABLE

Single Short Tubes
 シングル ショート チューブ

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

		Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Standard スタンダード 7 7 7 7		0°	3.2	Up(L)/Lo(R)	220-42	220-52	10個/ PK
				Up(R)/Lo(L)	220-43	220-53	

STANDARD SINGLE TUBES



販売名：バツカルチューブ B
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード シングル チューブ ボンダブル

D-TUBE



BONDABLE

Single Tubes

 シングル チューブ

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Standard スタンダード 76 67 76 67	 	0°	4.0 w/Distal Extension	Up(L)/Lo(R)	F1720-42	F1720-52	10個/ PK
				Up(R)/Lo(L)	F1720-43	F1720-53	



BONDABLE

Single Tubes

 シングル チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Standard スタンダード 76 67 76 67	 	0°	4.6 w/Distal Extension	Up(L)/Lo(R)	172-03SS	172-13SS	10個/ PK
				Up(R)/Lo(L)	172-04SS	172-14SS	

※



BONDABLE

Single Short Tubes

 シングル ショート チューブ

※ Invented by Dr.Kazuya.Watanabe

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Standard スタンダード 7 7 7 7	 	0°	3.2	Up(L)/Lo(R)	F172-62	F172-72	10個/ PK
				Up(R)/Lo(L)	F172-63	F172-73	

STANDARD SINGLE TUBES



販売名：バッカルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード シングル チューブ ウェルダブル



WELDABLE

Single Short Tubes

シングル ショート チューブ

		Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot		Quantity
Short Tubes ショート チューブ		0°	3.2	—	221-21	221-31	Hookなし	10個/ PK
	$\frac{7}{7} \frac{7}{7}$							

STANDARD SINGLE TUBES



販売名：バックルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

スタンダード シングル チューブ ボンダブル



BONDABLE

Single Short Tubes

シングル ショート チューブ

		Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Short Tubes ショート チューブ $\frac{7}{7}$ / $\frac{7}{7}$		0°	3.2	—	F172-21	F172-31	10個/ PK
						Hookなし	
Micromini マイクロミニ チューブ $\frac{7}{7}$ / $\frac{7}{7}$		0°	2.0	—	F172-20	F172-30	10個/ PK
						Hookなし	

AP TERMINAL TUBES
BONDABLE

販売名：バックルチューブ B
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

APターミナル チューブ ボンダブル



BONDABLE

2mmスパンの超小型チューブに近心隅角に適合するボンディングベースを採用。
 半埋伏状態でのボンディングを可能にしました。第2大臼歯を萌出後の早い時期からコントロールしたいケースにとっても便利です。

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper & Lower 2nd Molars 上・下顎 第2大臼歯 $\frac{7}{7}$ / $\frac{7}{7}$		0°	0°	0°	2.0	Up(L)/Lo(R)	9080-733L	9080-734L	10個/ PK
						Up(R)/Lo(L)	9080-733R	9080-734R	
		-10°	0°	0°	2.0	Up(L)/Lo(R)	9080-721L	9080-722L	
						Up(R)/Lo(L)	9080-721R	9080-722R	
		-25°	0°	0°	2.0	Lo(L)	9080-731L	9080-732L	
						Lo(R)	9080-731R	9080-732R	

SOLDERABLE TUBES & STOP TUBES

Solderable Tubes チューブ材

販売名：バッカルチューブ B
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

	内径 Inches (mm)	外径 mm	Length mm		Quantity
Round Tubes ラウンドチューブ 	.036(0.9)	1.6	4.6	229-12	20個/ PK
			6.5	229-13	
	.045(1.14)	1.8	4.6	229-14	
			6.5	229-15	
	.051(1.3)	1.8	4.6	229-16	
			6.5	229-17	

Stop Tubes ストップチューブ

販売名：フェイスボウ A
一般的名称：歯列矯正用顔弓
認証番号：21700BZZ00436000 管理医療機器

	内径 Inches (mm)	Length mm		Quantity
Facebow Stop Tubes フェイスボウストップチューブ 	.045(1.14)	2.0	229-21	20個/ PK

Material for GMD*

*Note:
※Does not imply endorsement by doctor.
※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

ラウンドチュービング (長33cm)



内径 .036 (0.9)
Inches (mm)
外径 .051 (1.3)
Inches (mm)

229-40 3本 /PK

販売名：バッカルチューブ B
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：21400BZZ00491000 管理医療機器

ストップワウンド
コイルスプリング (圧縮コイル)




荷重 150gf
load (gf)
線径 .012 (0.3)
Inches (mm)
内径 .055 (1.4)
Inches (mm)

509-45 185mm length 2本 /PK

販売名：センタロイコイルスプリング
一般的名称：歯列矯正用スプリング
認証番号：16200BZZ01890000 管理医療機器

スライディングストップチューブ



601-23 20個 /PK

販売名：フック&ストップ
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：20900BZZ00852000 管理医療機器