

# SECTION 09

---

## EXTRAORAL APPLIANCES 口腔外装置

---



Face Bows / Headgears

## FACE BOWS

## Face Bow


フェスボウは装着感にすぐれ、歯列弓の大きさに合うように、プレーンサイズを含め7種類をご用意しております。

## レギュラー



## アウターボウサイズ

スペシャルショート、ショート、ミディアムの3種類。牽引方向に応じてお選びください。



## インナーボウサイズ

インナーボウサイズは、ループ付きが6種類とプレーンの計7種類。ループは、ストッパー・衝撃吸収の役目を果たし、調節可能です。プレーンタイプはフリーサイズですので、在庫管理がご面倒なときは便利です。

# FACE BOWS

販売名：フェイスボウ A  
 一般的名称：歯列矯正用顔弓  
 認証番号：21700BZZ00436000 管理医療機器

## Standard Face Bows / High Pull Face Bows

スタンダードフェイスボウ / ハイプルフェイスボウ

Special Short Outer Bows  
 スペシャル ショート アウター ボウ



主にハイプルヘッドギア用です。

Inner Bow Size w/Vertical loop	.045	
Size 1	A45-0102	1EA
2	A45-0202	
3	A45-0302	
4	A45-0402	
5	A45-0502	
6	A45-0602	
Plain	A45-0002	


Short Outer Bows  
 ショート アウター ボウ



ハイプルとサービカルプル兼用です。

Inner Bow Size w/Vertical loop	.045	
Size 1	A45-0100	1EA
2	A45-0200	
3	A45-0300	
4	A45-0400	
5	A45-0500	
6	A45-0600	
Plain	A45-0000	

Medium Outer Bows  
 ミディアム アウター ボウ



サービカルプルヘッドギア用です。

Inner Bow Size w/Vertical loop	.045	
Size 1	A45-0103	1EA
2	A45-0203	
3	A45-0303	
4	A45-0403	
5	A45-0503	
6	A45-0603	
Plain	A45-0003	

High Pull Face Bows  
 ハイプル フェイスボウ



Inner Bow Size w/Bayonet bend	.045	
Size 1	AH-4501	1EA
2	AH-4502	
3	AH-4503	
4	AH-4504	
5	AH-4505	
6	AH-4506	
Plain	AH-4500	

Face Bow Stop Tubes  
 フェイスボウ ストップ チューブ



φ .045" × 2.0mm  
 229-21

20個/  
 PK

## HEADGEARS

## Head Cap &amp; Face Mask

ヘッド キャップ &amp; フェイス マスク

Head Cap (for Safety Modules)

ヘッド キャップ (セーフティモジュール用)



High Pull Head Cap (Denim)

ハイプル ヘッドキャップ (デニム)



23-050-15

1EA

販売名：ヘッドギア  
一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア  
届出番号：13B2X10162590300 一般医療機器

Safety Modules

セーフティモジュール



23-050-28

2個/  
PK販売名：ヘッドギア  
一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア  
届出番号：13B2X10162590300 一般医療機器

Face Mask II

フェイス マスクII (前方牽引装置)



本体

700-11

補充用

ヘッドレスト用パッド

700-12

10枚/  
PK

チンカップ用パッド

700-13


10枚/  
PK

## ●主な特長

- ・シンプルなデザイン
- ・マスクタイプなので安定感がよい。
- ・フリーサイズなので在庫管理が簡単。  
(付属の六角レンチですべてが調節可能)
- ・ヘッドレスト、チンカップ部に専用のパッド  
(ポリエステル生地)を採用。  
装着時の違和感を軽減します。

## 安全性を第一に考えました！

不注意によるフェイスボウのはね返りを防ぎ、ケガの危険性を大きく軽減しました。クリップ方式の“セーフティ・モジュール”を採用していますから、必要以上の力が加わった場合、フェイスボウはヘッドキャップから自動的に外れます。もちろん、分離後の再装着も簡単です。牽引力はもっとも一般的な最大600gfのスプリングモジュールをご用意しております。



上顎劣成長症例用の前方牽引装置で、もっとも一般的に使用されているマスクタイプの製品です。

イメージを一新した非常にシンプルな構成となっていますので、違和感も少なく顔面にフィットします。

また、安全面も考慮し、できるだけ鋭角な部分をなくし、キャップでカバーしています。

販売名：フェイスマスク  
一般的名称：歯列矯正用ヘッドギア  
届出番号：13B2X10162595700 一般医療機器