



販売名：T21 ブラケット & キャップ
 一般名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：221ADBZX00075000 管理医療機器



ローフリクション システム **T21**®

T21-Z ジルコニア ブラケット

ジルコニア素材を採用することにより、T21ブラケットをコンパクトにそして耐久性の向上を実現しました。基本コンセプトと操作性はそのままに、ブラケットの小型化とジルコニアの白さにより、審美性が高まるとともに、咬合干渉のリスクが減る事も大きなメリットとなります。



Maxillary Arch (上顎)

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Width mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot
上顎 中切歯 1 1	16°	4°	0°	3.4	L R	—	1599-102L 1599-102R
上顎 側切歯 2 2	7°	7°	0°	3.0	L R	—	1599-202L 1599-202R
上顎 犬歯 3 3	0°	7°	0°	3.4	L R	—	1599-304L 1599-304R
上顎 第1小臼歯 4 4	-12°	0°	0°	3.2	L&R	—	1599-4040
上顎 第2小臼歯 5 5	-7°	0°	0°	3.2	L&R	—	1599-5040

10 個 / 1 PK

Mandibular Arch (下顎)

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Width mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot
下顎 前歯 21 12	-1°	0°	0°	2.8	L&R	—	1599-1120
下顎 犬歯 3 3	0°	3°	0°	3.2	L R	—	1599-314L 1599-314R
下顎 第1小臼歯 4 4	-4°	0°	0°	3.0	L&R	—	1599-4140
下顎 第2小臼歯 5 5	-10°	0°	0°	3.0	L&R	—	1599-5140

10 個 / 1 PK


1症例キット

$\frac{5+5}{5+5}$

20個/1KIT

1599-02


T21-Z 専用キャップ



T21-Z キャップ

1599-90

100個 / 1 PK




T21-Z キャップフック付

1599-92

100個 / 1 PK

ブラケット・マーキング色



発売元



TOMY INTERNATIONAL INC.
 株式会社 トミー インターナショナル

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-11-7 日立神田ビル TEL (03)3258-2231 (代表)
<https://www.tomy-ortho.jp/>

製造販売元



トミー株式会社

東京都府中市緑町3-16-7 天虎ビル
<https://www.tomyinc.co.jp/>