

Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

クリッピー C フォーミュラー R(ロスタイプ)上顎



セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらし、審美性を重視したセラミックセルフライゲータリングブラケットです。




	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u>	12°	5°	0°	3.4	L R	168-101L 168-101R	168-102L 168-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u>	8°	9°	0°	3.2	L R	168-201L 168-201R	168-202L 168-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u>	-2°	13°	4°M	3.4	L R	168-321L 168-321R	168-322L 168-322R	Hook付き Hook付き
	-2°	13°	4°M	3.4	L R	168-303L 168-303R	168-304L 168-304R	
Upper 1st & 2nd Bicusps 上顎 第1、2小白歯 <u>5 4 4 5</u>	-7°	0°	2°D	3.4	L R	168-421L 168-421R	168-422L 168-422R	Hook付き Hook付き
	-7°	0°	2°D	3.4	L R	168-403L 168-403R	168-404L 168-404R	
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u>	-10°	0°	14°D	4.0	L R L R	952-607L 952-607R W 952-607L W 952-607R	952-608L 952-608R W 952-608L W 952-608R	WELD用 WELD用

10個/
PK

10個/
PK


Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch クリッピー C フォーミュラー R(ロスタイプ)下顎

ブラケット・マーキング色



注：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にのみマーキング。

ゲージ識別色



注：サイトゲージはブラケット接着後、スケーラー、探針等で取り外してご使用ください。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎 前歯 $\frac{21}{3} \frac{12}{3}$	-1°	2°	0°	3.0	L R	168-111L 168-111R	168-112L 168-112R	
Lower Cuspids 下顎 犬歯 $\frac{3}{3} \frac{3}{3}$	-11°	7°	2°M	3.4	L R	168-331L 168-331R	168-332L 168-332R	10個/ PK
One Patient Kit 1症例キット $\frac{3}{3} \updownarrow \frac{3}{3}$						168-01 168-01SH	168-02 168-02SH	12個/ PK
$\frac{5}{3} \updownarrow \frac{5}{3}$						168-05 168-05SH	168-06 168-06SH	16個/ PK

Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1 大臼歯 $\frac{6}{6} \frac{6}{6}$	-25°	0°	4°D	4.0	L R L R	952-611L 952-611R W 952-611L W 952-611R	952-612L 952-612R W 952-612L W 952-612R	10個/ PK
---	------	----	-----	-----	------------------	--	--	------------

Formula-M (McLaughlin Type*) Maxillary Arch
クリッピー C フォーミュラー M(マクローフリンタイプ*) 上顎



セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらし、審美性を重視したセラミックセルフライゲーティングブラケットです。



	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u>	17°	4°	0°	3.4	L R	1685-101L 1685-101R	1685-102L 1685-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u>	10°	8°	0°	3.2	L R	1685-201L 1685-201R	1685-202L 1685-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u>	-7°	8°	0°	3.4	L R	1685-321L 1685-321R	1685-322L 1685-322R	Hook付き
	0°	8°	2°M	3.4	L R	1685-325L 1685-325R	1685-326L 1685-326R	Hook付き Hook付き
	0°	8°	2°M	3.4	L R	1685-307L 1685-307R	1685-308L 1685-308R	
Upper 1st & 2nd Bicuspsids 上顎 第1、2小臼歯 <u>5 4 4 5</u>	-7°	0°	0°	3.4	L R	1685-401L 1685-401R	1685-402L 1685-402R	Hook付き Hook付き
	-7°	0°	0°	3.4	L&R	1685-4030	1685-4040	
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u>	-14°	0°	10°D	4.0	L R L R	957-607L 957-607R W957-607L W957-607R	957-608L 957-608R W957-608L W957-608R	WELD用 WELD用


10個/
PK

10個/
PK

Formula-M (McLaughlin Type*) Mandibular Arch


クリッピー C フォーミュラー M(マクローフリンタイプ*)下顎

ブラケット・マーキング色



注1: 左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部のみマーキング。
 注2: 左右の区別がないブラケットは、歯頸部の近遠心両方にマーキング。

ゲージ識別色



注: ブラケット接着後、サイトゲージを、スケーラー、探針等で取り外してご使用ください。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity	
Lower Anteriors 下顎前歯 2 1 1 2		-6°	0°	0°	3.0	L&R	1685-1110	1685-1120	
		0°	0°	0°	3.0	L&R	1685-1130	1685-1140	
Lower Cuspids 下顎犬歯 3 3		-6°	3°	0°	3.4	L	1685-331L	1685-332L	10個/ PK
						R	1685-331R	1685-332R	
		0°	3°	0°	3.4	L	1685-335L	1685-336L	
						R	1685-335R	1685-336R	
One Patient Kit 1症例キット 3 3 3 3		上下顎犬歯 下顎前歯 トルク付				1685-01SH	1685-02SH	12個/ KIT	
5 5 3 3			上下顎犬歯 下顎前歯 トルク付				1685-05SH	1685-06SH	16個/ KIT

Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎第1大臼歯 6 6		-20°	0°	0°	4.0	L	957-611L	957-612L	10個/ PK	
						R	957-611R	957-612R		
						L	W957-611L	W957-612L		WELD用
						R	W957-611R	W957-612R		WELD用

*Note:

※It does not imply endorsement by doctor.

※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。