


OPA-K Mandibular Arch

クリッピー C OPA-K 下顎

ブラケット・マーキング色



ゲージ識別色



注：ブラケット接着後、サイトゲージを、スケーラー、探針等で取り外してご使用ください。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎前歯 2 1 1 2	1°	0°	0°	2.8	L&R	1686-1110	1686-1120	
Lower Cuspids 下顎犬歯 3 3	-6°	3°	0°	3.2	L	1686-311L	1686-312L	Hook付き
					R	1686-311R	1686-312R	Hook付き
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4 4	-12°	0°	0°	3.2	L	1686-411L	1686-412L	Hook付き
					R	1686-411R	1686-412R	Hook付き
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5	-12°	0°	0°	3.2	L&R	1686-4130	1686-4140	
					Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5	-17°	0°	0°
R	1686-511R	1686-512R	Hook付き					
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4 4	-12°	0°	0°	3.0	L	956-411L	956-412L	Post付き
					R	956-411R	956-412R	Post付き
mini CLIPPY 下顎第1小白歯 4 4	-12°	0°	0°	3.0	L&R	956-4130	956-4140	
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5	-17°	0°	0°	3.0	L	956-511L	956-512L	Post付き
					R	956-511R	956-512R	Post付き
mini CLIPPY 下顎第2小白歯 5 5	-17°	0°	0°	3.0	L&R	956-5130	956-5140	

10個/
PK

10個/
PK