

CLIPPY-C APPLIANCES 2G

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器
販売名：セルフライゲーションパルカルチューブ
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch クリッピー C 2G フォーミュラー R(ロスタイプ)上顎



クリッピー Cをよりコンパクトに設計した“クリッピーC 2G”
機能はそのまま継承し、口元の審美性向上と、口腔内の違和感を軽減します。
スペックはDr. Rothのオリジナル、上下5-5でご用意しております。




	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity	
Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1	12°	5°	0°	3.2	L R	1671-101L 1671-101R	1671-102L 1671-102R	10個/ PK	
Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2	8°	9°	0°	3.0	L R	1671-201L 1671-201R	1671-202L 1671-202R		
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3	-2°	13°	4°M	3.2	L	1671-301L	1671-302L		Hook付き
					R	1671-301R	1671-302R		Hook付き
	-2°	9°	4°M	3.2	L R	1671-305L 1671-305R	1671-306L 1671-306R		Hook付き Hook付き
Upper 1st & 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小白歯 5 4 4 5	-7°	0°	2°D	3.2	L R	1671-401L 1671-401R	1671-402L 1671-402R	Hook付き Hook付き	

Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6 6	-10°	0°	14°D	4.0	L R	(W)952-607L (W)952-607R	(W)952-608L (W)952-608R	10個/ PK
--	------	----	------	-----	--------	----------------------------	----------------------------	------------


Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch クリッピー C 2G フォーミュラー R(ロスタイプ) 下顎

ブラケット・マーキング色



注1：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部のみマーキング。
 注2：左右の区別がないブラケットは、歯頸部の近遠心両方にマーキング。

ゲージ識別色



注：ブラケット接着後、サイトゲージを、スケーラー、探針等で取り外してご使用ください。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎前歯 2 1 1 2	-1°	2°	0°	2.8	L R	1671-111L 1671-111R	1671-112L 1671-112R	10個/ PK
Lower Cuspids 下顎犬歯 3 3	-11°	7°	2°M	3.2	L R	1671-311L 1671-311R	1671-312L 1671-312R	
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4 4	-17°	-1°	4°D	3.2	L R	1671-411L 1671-411R	1671-412L 1671-412R	
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5	-22°	-1°	4°D	3.2	L R	1671-511L 1671-511R	1671-512L 1671-512R	

One Patient Kit 1症例キット 3 3 3 3	上顎犬歯 13° アンギュレーション	1671-01H	1671-02H	Hook付き	12個/ KIT
5 5 5 5	上顎犬歯 13° アンギュレーション	1671-001HA	1671-002HA	Hook付き	20個/ KIT

Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎第1大臼歯 6 6	-20° 0° 0° 4.0	L R	(W)952-611L (W)952-611R	(W)952-612L (W)952-612R	10個/ PK
---	----------------	--------	----------------------------	----------------------------	------------

CLIPPY-C APPLIANCES 2G

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器
販売名：セルフライゲーションパッカルトューブ
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type*) Maxillary Arch クリッピー C 2G フォーミュラー M(マクロフリンタイプ*) 上顎



クリッピー Cをよりコンパクトに設計した“クリッピーC 2G”
機能はそのまま継承し、口元の審美性向上と、口腔内の違和感を軽減します。
スベックはマクロフリンタイプ、上下5-5で用意しております。



	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1	17°	4°	0°	3.2	L R	1675-101L 1675-101R	1675-102L 1675-102R	10個/ PK
Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2	10°	8°	0°	3.0	L R	1675-201L 1675-201R	1675-202L 1675-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3	-7°	8°	0°	3.2	L R	1675-301L 1675-301R	1675-302L 1675-302R	
	0°	8°	0°	3.2	L R	1675-305L 1675-305R	1675-306L 1675-306R	
Upper 1st & 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小白歯 5 4 4 5	-7°	0°	0°	3.2	L R	1675-401L 1675-401R	1675-402L 1675-402R	

*Note:


※It does not imply endorsement by doctor.

※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6 6	-14°	0°	10°D	4.0	L R	(W)957-607L (W)957-607R	(W)957-608L (W)957-608R	10個/ PK
--	------	----	------	-----	--------	----------------------------	----------------------------	------------


Formula-M (McLaughlin Type*) Mandibular Arch クリッピー C 2G フォーミュラー M(マクロフリン タイプ*) 下顎

ブラケット・マーキング色



注1: 左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部のみマーキング。
 注2: 左右の区別がないブラケットは、歯頸部の近遠心両方にマーキング。

ゲージ識別色



注: ブラケット接着後、サイトゲージを、スケーラー、探針等で取り外してご使用ください。

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018"Slot	.022"Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎前歯 2 1 1 2		-6°	0°	0°	2.8	L&R	1675-1110	1675-1120	
		0°	0°	0°	2.8	L&R	1675-1130	1675-1140	
Lower Cuspids 下顎犬歯 3 3		-6°	3°	0°	3.2	L	1675-311L	1675-312L	10個/ PK
		0°	3°	0°	3.2	R	1675-311R	1675-312R	
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4 4		-6°	3°	0°	3.2	L	1675-315L	1675-316L	Hook付き
		0°	3°	0°	3.2	R	1675-315R	1675-316R	
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4 4		-12°	2°	0°	3.2	L	1675-411L	1675-412L	Hook付き
		-12°	2°	0°	3.2	R	1675-411R	1675-412R	
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5		-17°	2°	0°	3.2	L	1675-511L	1675-512L	Hook付き
		-17°	2°	0°	3.2	R	1675-511R	1675-512R	
One Patient Kit 1症例キット 3 3 3 3		上下顎犬歯トルクなし 下顎前歯トルク付					1675-13H	1675-14H	Hook付き 12個/ KIT
5 5 5 5		上下顎犬歯トルクなし 下顎前歯トルク付					1675-005HA	1675-006HA	Hook付き 20個/ KIT
Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎第1大臼歯 6 6		-20°	0°	0°	4.0	L	(W)957-611L	(W)957-612L	10個/ PK
						R	(W)957-611R	(W)957-612R	