

Lingual Self-Ligating Brackets

クリッピー L 舌側用 セルフライゲージング ブラケット



セルフライゲージングシステムを採用。独自のクリップ構造は、開閉が簡単でリンガルでの面倒な結紮を必要としません。また、ロープロファイルを実現。ブラケットの厚みが非常に薄く、装着後の違和感を軽減します。

	Torque, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	Quantity
Up. Centrals & Laterals & Cuspids 上顎 中切歯 & 側切歯 & 犬歯 3 2 1 1 2 3		3	L&R	991-11H	Hook付き
		1C	L&R	991-11	
		1	L&R	992-11	ラージベース
Lo. Anteriors & Cuspids 下顎 前歯 & 犬歯 3 2 1 1 2 3		3	L&R	991-51H	Hook付き
		1C	L&R	991-51	
		1	L&R	992-51	ラージベース
Lo. Anteriors 下顎 前歯 2 1 1 2		3	L&R	991-57	ナロータイプ
Up. & Lo. 1st, 2nd Bicuspids 上・下顎 第1、2小臼歯 5 4 4 5 5 4 4 5		5	L&R	991-47H	Hook付き
		5	L&R	991-45	
Upper Molars 上顎 大白歯 7 6 6 7		6	L	991-607L	Hook付き
		6	R	991-607R	Hook付き
上顎 大白歯 WELD用 シース付 6 6		6	L&R	WV991-6050	WELD用 シース付き
Lower Molars 下顎 大白歯 7 6 6 7		6	L	991-611L	Hook付き
		6	R	991-611R	Hook付き
One Patient Kit 1症例キット 6 ~ 6 6 ~ 6				991-0021 991-0021H	Hook付き 24個/ KIT

CLIPPY L 2G APPLIANCES

販売名：リンガルブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：218ADBZX00054000 管理医療機器

Lingual Self-Ligating Brackets クリップー L 2G 舌側用 セルフライゲーティング ブラケット

CLIPPY L
2G



結紮がしやすいウィング形状と、クリップのオープニングホールや
 ストッパーなど、開閉をアシストする新機能が特徴的です。

		Torque, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018"Slot	Quantity
Up. Centrals & Laterals & Cuspids 上顎 中切歯 & 側切歯 & 犬歯 3 2 1 1 2 3		60°	2.2	L&R	9910-11H Hook付き	5個/ PK
				L&R	9910-11	
Lo. Anteriors & Cuspids 下顎 前歯 & 犬歯 3 2 1 1 2 3		50°	2.2	L&R	9910-51H Hook付き	
				L&R	9910-51	

Lingual Self-Ligating Brackets

クリッピー L 舌側用 セルフライゲータリング ブラケット

クリップの開閉方法

OPEN



CLOSE



専用オープニングツール




813-1090

クリッピーL オープナー

販売名：クリッピーL オープナー
一般的名称：歯科矯正用結さつ器
届出番号：11B3X00012000061 一般医療機器

クリップクロージングアシストツール



813-1091

キーズ トーカー

販売名：キーズ トーカー
一般的名称：歯科矯正用結さつ器
届出番号：11B3X00012000062 一般医療機器

SELF-LIGATING BRACKET SYSTEM