

# TITANIUM TUBES

## チタン チューブ

生体親和性が高い素材を使用したチタンチューブは、Niアレルギー対策として有効です。  
 コンバーティブルタイプもラインナップしたTOMYのチタンチューブは、通常のバッカル  
 チューブと同様に使用する事が可能なので、臨床の幅を大きく広がります。

### コンバーティブル シングル チューブ INTEGRAL TYPE TUBE

Nickel  
Free



Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Width mm	Left / Right	.018" Slot	.022" Slot
-15°	0°	0°	3.8	Up(L)/Lo(R)	9088-607L	9088-608L
				Up(R)/Lo(L)	9088-607R	9088-608R

Nickel  
Free

### シングル チューブ D-TUBE



Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Width mm	Left / Right	.018" Slot	.022" Slot
-15°	0°	0°	3.6	Up(L)/Lo(R)	9088-701L	9088-702L
				Up(R)/Lo(L)	9088-701R	9088-702R

発売元



**TOMY INTERNATIONAL INC.**  
 株式会社 トミー インターナショナル

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-11-7 日立神田ビル TEL (03)3258-2231 (代表)  
<https://www.tomy-ortho.jp/>

製造販売元



トミー株式会社

東京都府中市緑町3-16-7 天虎ビル  
<https://www.tomyinc.co.jp/>